

ตรวจโควิด-19 จากน้ำลาย



ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) ผ่านทางน้ำลาย เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้เองที่บ้าน สะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพความแม่นยำใกล้เคียงกับการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางโพรงจมูก



1 **บ้วน**น้ำลายกระแอมจากลำคองลง
ลงในหลอดเก็บตัวอย่าง

การใช้งาน



2 **บีบ**สารสกัดลงในหลอด ปิดฝาให้แน่น
และผสมโดยการคว่ำหลอดขึ้นลงประมาณ 10 ครั้ง



3 **หยด**ตัวอย่างประมาณ 3 หยดลงในแผ่นทดสอบ



4 **ทิ้ง**ไว้ประมาณ 10 นาที ก่อนการอ่านผล

คำแนะนำ

- ✗ **งด**การแปรงฟัน และบ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แนะนำให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น
- ✗ **งด**การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม งดสูบบุหรี่ หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ประมาณ 30 นาที
- ✔ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือในกล่อง ซึ่งอาจจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละยี่ห้อ
- ✔ เลือกใช้ชุดตรวจที่ได้คุณภาพ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา
- ✔ หากผลตรวจเป็นบวก ให้แยกกักตัวทันที และติดต่อโรงพยาบาล หรือโทร 1330
- ✔ หากผลตรวจเป็นลบ ให้ระวังผลลวง เพราะอาจมีเชื้อน้อยจนตรวจไม่พบ ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน 1 - 2 วัน
- ✔ ชุดตรวจที่ใช้แล้วให้รัดปากถุงให้มิดชิดและทิ้งในถังขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : อ. ดร. พญ.วรัชชนา จันทรบุญกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
www.chulalongkornhospital.go.th

@chulahospital

ChulalongkornHospital
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



สงวนลิขสิทธิ์